

3344900 - Mercurochrome Pansements Bain 16 Unités

FR

3 TAILLES

Les pansements Bain aquarésistants des Laboratoires MERCUROCHROME sont adaptés pour le bain (mer, piscine), la douche ou le travail en milieu humide et sale.

AQUARÉSISTANT

Grâce à son support qui colle sur ses 4 cotés, le pansement ne laisse pas passer l'eau ou les bactéries. Sa compresse est anti-adhérente, elle ne colle pas à la plaie.

PERMÉABLE À L'AIR

Grâce à sa texture perméable à l'air, le pansement MERCUROCHROME laisse respirer la peau et la plaie.

ULTRA-SOUPLES ET FINS

Particulièrement adapté pour les "activités dans l'eau", le pansement offre discrétion et confort grâce à sa texture ultra-souple en polyuréthane.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Sortir le pansement de son emballage et ôter les ailettes de protection. Appliquer la compresse centrale sur la plaie. Bien faire adhérer le pansement sur les 4 cotés. Renouvelez au moins 2 fois par jour.

NL

3 MATEN

De waterbestendige Badpleisters van de Laboratoires Mercurochrome zijn aangepast voor het bad (zee, zwembad), de douche of voor een vochtige werkomgeving.

WATERBESTENDIG

Dankzij de vier goed hechtende kanten laat de pleister geen water of vuil door. Het kompres hecht niet en plakt niet aan de wond vast.

LUCHTDOORLATEND

Dankzij zijn luchtdoorlatende eigenschap, laat de pleister Bad MERCUROCHROME de huid en de wond ademen.

ULTRA-SOEPEL EN FIJN

De pleister is bijzonder geschikt voor "activiteiten in het water", is discreet en voelt aangenaam aan dankzij de extra soepele textuur van polyurethaan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Het te beschermen deel en de omtrek hiervan schoon maken, ontsmetten, afspoelen en laten drogen. De pleister uit zijn verpakking nemen en de beschermstrips verwijderen. Het middenkompres op het te beschermen gedeelte aanbrengen. De pleister goed aan de vier zijden aandrukken. Tweemaal per dag herhalen.

DE

3 GRÖSSEN

Die wasserfesten Badepflaster von Laboratoires MERCUROCHROME sind zum Baden (Meer, Schwimmbad), Duschen oder Arbeiten in einem feuchten und unhygienischen Umfeld geeignet.

WASSERFEST

Dank seiner Basis, die auf allen 4 Seiten klebt, ist das Pflaster undurchlässig für Wasser oder Bakterien. Seine Wundauflage bleibt nicht haften und verklebt nicht auf der Wunde.

LUFTDURCHLÄSSIG

Dank seiner luftdurchlässigen Textur lässt das MERCUROCHROME Pflaster die Haut und die Wunde atmen.

ULTRA-GESCHMEIDIG UND FEIN

Das Pflaster ist insbesondere für „Aktivitäten im Wasser“ geeignet und bleibt dank seiner ultra-geschmeidigen Textur aus Polyurethan dezent und angenehm.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Wunde und die Umgebung gründlich reinigen und trocknen. Das Pflaster aus der Verpackung nehmen und die Schutzstreifen entfernen. Die Wundauflage auf die Wunde aufbringen. Das Pflaster an allen vier Seiten gut andrücken. Mindestens 2 Mal pro Tag wiederholen.