

GEBRUIKSAANWIJZING

OPTIVE FUSION®

Een unieke combinatieformule voor onmiddellijke verlichting, superieur langdurig comfort en aanhoudende bescherming tegen de symptomen van droge ogen.

In OPTIVE FUSION vormen natriumcarboxymethylcellulose (CMC) en natriumhyaluraat (HA) een overbruggende matrix om samen de symptomen van droge ogen te verlichten. HA is een effectief bevochtigingsmiddel voor de ogen dat helpt om de traanfilm stabiel te houden.

Oplossing met dubbele bevochtigende werking en osmoprotectief comfort.

Beschrijving

OPTIVE FUSION® is een steriele multidosis oplossing die natriumhyaluraat 0,1%, natriumcarboxymethylcellulose 0,5%, glycerine 0,9%, erythritol, glycerine 0,9%, erythritol, boorzuur, natriumboraatdecahydraat, natriumcitraatdihydraat, kaliumchloride, calciumchloridedihydraat, magnesiumchloridehexahydraat bevat en die geconserveerd wordt met PURITE® 0,01% dat uiteenvalt in de natuurlijke traancomponenten bevat.

OPTIVE FUSION® is compatibel met alle soorten contactlenzen en kan tot 6 maanden na opening gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

Doe 1 of 2 druppels in het oog/de ogen, naar behoefte.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de ingrediënten
- De oplossing niet inslikken
- Om besmetting of mogelijk oogletsel te vermijden moet u geen oppervlak aanraken met de punt van de flacon en direct contact met het oog vermijden
- Na gebruik dient u de flacon onmiddellijk goed af te sluiten
- Eventuele resterende oplossing 6 maanden na opening weggooien
- Niet gebruiken na de vervaldatum die op het product vermeld staat
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Bewaren bij kamertemperatuur
- De flacon niet gebruiken als de verzegeling aan de hals van de flacon is verbroken voor uw eerste gebruik
- Niet gebruiken als de oplossing van kleur veranderd is
- Vijf minuten wachten voor het toedienen van andere oogproducten

Waarschuwingen

Stop met het gebruik en raadpleeg een arts als u last krijgt van oogpijn, veranderingen in uw gezichtsvermogen, voortdurende roodheid of irritatie van het oog, of als de aandoening verslechtert.

FOR CE MARK - Text in Italics not intended for printing

Hoe wordt OPTIVE FUSION[®] geleverd?

OPTIVE FUSION[®] wordt geleverd in plastic flacons met 3, 10 of 15 ml oplossing.

Add manufacturer symbol here (LG0009)

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Ierland

Plaatselijke vertegenwoordiger:
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem

Add CE Mark symbol here

Add STERILE A symbol here (LG0010)

© 2013 Allergan, Inc.

TM en ^(r) **marks owned by Allergan, Inc.**

MODE D'EMPLOI

OPTIVE FUSION®

Une formule de combinaison unique pour un soulagement immédiat, un confort supérieur durable et une protection durable des symptômes de la sécheresse oculaire.

Dans OPTIVE FUSION®, la carboxyméthylcellulose (CMC) et le hyaluronate de sodium (HA) forment une matrice serrée afin d'agir de façon synergique pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire. HA est un agent efficace pour les yeux qui aide à maintenir la stabilité du film lacrymal.

Solution confort à double action lubrifiante et osmoprotectrice.

Description

OPTIVE FUSION® est une solution stérile multidose qui contient de l'hyaluronate de sodium 0,1%, de la carboxyméthylcellulose sodique 0,5%, de la glycérine 0,9%, de l'érythritol, l'acide borique, le borate de sodium décahydraté, le citrate de sodium dihydraté, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium hexahydraté et de la PURITE® 0,01% comme agent de conservation qui se décompose en composants naturels des larmes.

OPTIVE FUSION® est compatible avec toutes les lentilles de contact et peut être utilisé pendant 6 mois après ouverture.

Mode d'emploi

Déposer 1 ou 2 gouttes dans l'œil/les yeux en fonction des besoins.

Précautions

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des composants
- Ne pas avaler la solution
- Pour éviter la contamination ou un risque de blessure de l'œil, ne pas mettre l'extrémité du flacon en contact avec une surface quelconque, et éviter un contact direct avec l'œil
- Fermer hermétiquement le flacon immédiatement après usage
- Eliminer toute solution restante 6 mois après ouverture
- Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur le produit
- Tenir hors de la portée des enfants
- Conserver à la température ambiante
- Ne pas utiliser le contenu du flacon si la fermeture inviolable du goulot est cassée alors que vous n'avez pas encore utilisé le produit
- Ne pas utiliser si la solution a changé de couleur
- Attendre 5 minutes entre des administrations consécutives de produits ophtalmiques

Mises en garde

Suspendre l'utilisation et consulter un médecin en cas de douleurs oculaires, de changements de vision, de rougeur ou d'irritation persistante de l'œil, ou si l'affection s'aggrave.

FOR CE MARK - Text in Italics not intended for printing

Présentation

OPTIVE FUSION[®] est présentée en flacons en plastique contenant 3, 10 ou 15 ml de solution

Add manufacturer symbol here

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Représentant local :
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem

Add CE Mark symbol here

Add STERILE A symbol here

© 2013 Allergan, Inc.

TM en ^(r) marks owned by Allergan, Inc.

GEBRAUCHSANLEITUNG

OPTIVE FUSION®

Eine spezielle Kombinationsformel für schnelle Hilfe bei Symptomen des trockenen Auges; Für lang andauerndes Augenwohlgefühl und anhaltenden Schutz.

In OPTIVE FUSION® bilden Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) und Natriumhyaluronat (HA) eine Matrixbindung und wirken so zusammen zur Hilfe bei Symptomen des trockenen Auges. HA ist ein wirksames Benetzungsmittel für die Augen, das hilft, die Tränenfilmstabilität zu unterstützen.

Zweifach wirksame, benetzende und osmoprotektive Augen-Pflege Tropfen.

Beschreibung

OPTIVE FUSION® ist eine sterile Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, die 0,1 % Natriumhyaluronat, 0,5 % Natriumcarboxymethylcellulose, 0,9 % Glycerol, Erythritol, Borsäure, Natriumtetraborat 10 H₂O, Natriumcitrat-Dihydrat, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat und 0,01 % des Konservierungsmittels PURITE® enthält, das auf dem Auge zu natürlichen Bestandteilen der Tränenflüssigkeit abgebaut wird.

OPTIVE FUSION® ist zur Anwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen geeignet und kann nach dem Öffnen 6 Monate verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.

Vorsichtshinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Lösung nicht einnehmen
- Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden
- Die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen
- Lösungsreste 6 Monate nach dem Öffnen verwerfen
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums benutzen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist
- Nicht verwenden, wenn sich die Farbe der Lösung verändert hat
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.

Warnhinweise

Wenn Sie Augenschmerzen bekommen, sich das Sehvermögen verändert, anhaltende Rötung oder Augenreizungen auftreten oder sich Ihr Zustand

verschlechtert, dann beenden Sie bitte die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Wie ist OPTIVE FUSION[®] erhältlich?

OPTIVE FUSION[®] ist in Kunststofffläschchen mit 3, 10 oder 15 ml erhältlich.

Add manufacturer symbol here (LG0009)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport, Co. Mayo

Irland

Lokaler Ansprechpartner:

Pegasuslaan 5

B-1831 Diegem

Add CE Mark symbol here

Add STERILE A symbol here (LG0010)

© 2013 Allergan, Inc.

TM en ^(r) **marks owned by Allergan, Inc.**