

3344157 – Alcool modifié 70° 200 ml

FR : Permet de nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux.

Conseil d'utilisation : Verser l'alcool sur une compresse puis la passer sur la totalité du dispositif médical.

NL: Hiermee kunnen medische apparaten worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Gebruiksaanwijzing: Giet de alcohol op een kompres en wrijf vervolgens alle medische instrumenten ermee in.

DE: Ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten.

Gebrauchshinweise: Den Alkohol auf eine Kompresse geben und diese anschließend auf dem gesamten medizinischen Gerät anwenden.