

CNK	Naam / Nom	Korte beschrijving / Courte description	Samenstelling / Composition	Allergenen / Allergènes	Netto gewicht / Quantité nette	Gebruiksaanwijzin g / Mode d'emploi	Bewaring / Conservation	Verdeler / Distributeur
4399895	Silix Actiflex	Gewrichtsslijtage, overbelasting, stramme gewrichten... maken bewegen moeilijker. Zowel bij sporters als 50-plussers is het een vaak voorkomend probleem. De traditionele behandeling is meestal enkel gericht op het verlichten van de klachten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat beschadiging van het collageen netwerk van de gewrichten aan de basis ligt van: • een verminderde gewrichtsfunctie • een beperkte mobiliteit • stijve, stramme gewrichten	Ingrediënten per 1 capsule / Ingrédients par 1 gélule Methylsulfonylmethaan / Méthylsulfonylméthane (MSM) 250mg, Vulstof (Microkristallijne cellulose) / Agent de charge (Cellulose microcrystalline), Gelatine / Gélatine, L-ascorbinezuur / Acide L-ascorbique (Vitamine C: 60mg - 75% RI/AR), UC-II® (Gepatenteerd gestandaardiseerd kippenkraakbeen / Cartilage de poulet standardisé breveté, Stabilisator (Kaliumchloride) / Stabilisant (Chlorure de potassium)) 40mg (waarvan Collageen Type II / dont Collagène de Type II 10mg), Stabilisator (Calciumacetaat) / Stabilisant (Acétate de calcium), Mesoporosil® (Siliciumdioxide / Dioxyde de silicium) (Silicium: 7mg), Zinkbisglycinaat / Bisglycinate de zinc (Zink / Zinc: 2,5mg - 25% RI/AR), Mangaangluconaat / Gluconate de manganèse (Mangaan / Manganèse: 0,45mg - 22,5% RI/AR), Water / Eau,	-	30 capsules / gélules - 19,4 g	Gebruiksaanwijzing 2x1 capsule per dag gedurende de eerste 2 weken. Daarna 1 capsule per dag. Mode d'emploi 2x1 gélule par jour pendant les 2 premières semaines. Puis 1 gélule par jour.	Bewaren op een droge, donkere en koele (< 25°C) plaats. Conserver dans un lieu sec, sombre et frais (< 25°C).	Labophar NV Kortrijksesteenweg 180 bus 5 9830 Sint-Martens-Latem België / Belgique / Belgien

		Iedereen moet ALTIJD IN BEWEGING kunnen blijven. Net daarom ontwikkelden we Silix ActiFlex: de ultieme synergie tussen UC-II en MESOPOROSIL. Het beschermt het kraakbeen en ondersteunt ook de aanmaak actief. Silix ActiFlex is een unieke synergie tussen UC-II, een gepatenteerd en unieke vorm van ongedenatureerde collageen type II, en Mesoporosil, de best opneembare, gepatenteerde bio-actieve vaste vorm van Silicium, voor een snel en voelbaar effect. Silix ActiFlex is een grensverleggende formule verrijkt met OptiMSM, Mangaan, Vitamine C en Zink. Deze natuurlijke ingrediënten	Antiklontermiddelen (Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide) / Antiagglomérants (Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium). (RI: Referentie-inname / AR: Apport de référence)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ondersteunen de aanmaak van kraakbeen en collageen en helpen de gewrichten, pezen en ligamenten soepel te houden.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--