

Aiguille à stylo BD Micro-Fine Ultra™ 4 mm

Faites confiance à l'aiguille à stylo BD Micro-Fine Ultra™ 4 mm



Caractéristiques

- 100% compatible avec tous les stylos-injecteurs utilisés pour le traitement du diabète
- Une meilleure expérience d'injection grâce à deux technologies, EasyFlow™ & PentaPoint™
- La technologie EasyFlow™ (paroi extra fine qui augmente le débit d'insuline) pour une injection plus facile et plus rapide
- Le confort PentaPoint™ (une pointe taillée plus finement et un profil plus mince) pour une injection moins douloureuse
- Système de vis universelle
- Usage unique

- Longueur: 4 mm | Épaisseur: 32G / 0,23 mm
- Pointe à 5 biseaux: technologie PentaPoint™
- Paroi extra-fine

Description

Les aiguilles à stylo BD Micro-Fine Ultra™ 4 mm sont fabriquées avec une technologie de paroi extra-fine qui augmente sensiblement le diamètre interne de l'aiguille pour une injection d'insuline plus rapide. Grâce au débit plus élevé, il y a une réduction de la pression requise pour l'injection. L'injection devient plus confortable.

En fonction de la longueur de l'aiguille que vous utilisez, une technique d'injection particulière est recommandée afin de vous assurer d'une administration de l'insuline dans le tissu sous-cutané.

En cas d'utilisation des aiguilles à stylo 4 mm, BD recommande une injection à la verticale, sans pli cutané.

Contactez votre infirmière/infirmier spécialisé en diabétologie pour un conseil personnalisé.

bd.com

